

Powerlink 操作上のチェックポイント

操 作

1. デュアルルーメンカテーテル(DLC)のクロスオーバー操作
2. デュアルルーメンカテーテル(DLC)への対側脚ガイドワイヤーと
デリバリーカテーテル用ワイヤーの挿入操作
3. デリバリーカテーテル挿入時におけるのコントロールコードハブの位置確認
4. デリバリーカテーテルと対側脚ガイドワイヤーとの絡みの確認
5. 造影による腎動脈及び内腸骨動脈との位置確認
6. スtentグラフト中枢端の確認
7. 腹部大動脈瘤内でのアウターシースから本体部及び脚部の開放
8. スtentグラフト本体部(メインボディ部)の展開
9. 先端チップの回収
同側脚がアウターシース内での展開確認
10. 対側脚側の内腸骨動脈造影及び位置確認と対側脚部展開
11. 同側脚部展開操作
12. 中枢ネック・同側脚部・対側脚部への必要に応じたバルーンニング
13. 確認造影
14. 補助デバイスの選択と操作方法の確認