

RelayPro 胸部ステントグラフトシステム 自主回収のご案内

2026年6月
テルモ株式会社

謹啓 平素よりテルモ製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品「RelayPro 胸部ステントグラフトシステム」の一部製品におきまして、ステントグラフト展開後にデリバリーシステムよりステントグラフト本体をリリースできない事象が報告されたため、当該製品について自主回収を実施させていただくことといたしました。お客様には多大なるご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げますとともに、本措置へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■ 一般的名称及び販売名

一般的名称 : 大動脈用ステントグラフト

販売名 : RelayPro 胸部ステントグラフトシステム

■ 対象シリアル

RelayPro NBS 32mm径~46mm径(サポートワイヤ付き)の預託品(別紙1参照)

■ 発生事象

- ・ステントグラフト展開後、デリバリーシステムからのリリース機構に不具合が生じ、ステントグラフトの完全展開またはデリバリーシステムの抜去が困難となる可能性があることから、当該製品の自主回収を実施することといたしました。

■ 医療機関様へのお願い

- ・貴施設内に保管されている対象製品の在庫をご確認いただき、回収にご協力をお願いいたします。
- ・対象製品を保有されている場合、または在庫がない場合も含め、詳細につきましては、別紙「回収確認書」に記載の内容をご確認のうえ、所定の手順に従いご対応くださいますようお願い申し上げます。
- ・ご不明な点がございましたら、弊社施設担当者、またはテルモ・コールセンター(0120-12-8195)までお問合せください。

一般的名称 : 大動脈用ステントグラフト
販売名 : RelayPro 胸部ステントグラフトシステム
医療機器承認番号 : 30300BZX00323000

■ RelayPro NBS サポートワイヤ付き ストレートタイプ(*受注生産品含む)

コード番号	ロット					
AR-N3210432	2507230394	2509220207	2510020134			
AR-N3216428	2505130383	2506090288	2506090289	2507230381	2508010050	2508010051
	2508010052	2509160556	2509160557	2512050025	2512050026	2512050027
AR-N3216432	2504010333	2505150041	2505150042	2505150043	2505200531	2505200538
	2601150353	2601150354				
AR-N3220928	2503210058	2508140028	2511110182	2511110185		
AR-N3220932	2412170270	2503170253	2503170256	2509100232	2511200208	2512170024
AR-N3410934	2503310248	2601200372				
AR-N3415430	2412190275	2502210205	2503260038	2506100024	2507180209	2507180217
	2507300052	2507300053	2511070330	2512010109		
AR-N3415434	2506040438	2506040440	2506040441	2506040449	2512010101	2512010102
AR-N3420930	2503260355	2505280400	2506110024	2507220032	2511030254	2512160090
	2512160091					
AR-N3420934	2505230106	2505270087	2506110369	2507310172	2509180049	2512180025
AR-N3610936	2601210214					
AR-N3615432	2504290165	2504290166	2504290176	2506120220	2506120221	2512170012
	2512170013	2512170015				
AR-N3615436	2506170343	2506240373	2511210199	2511210200	2601200044	2601200153
	2601200154					
AR-N3619932	2512160095	2512160097				
AR-N3619936	2501060130	2502260357	2506050526	2506050527	2507290154	2510230200
	2510230201	2511180197				
AR-N3810938	2512020329					
AR-N3815434	2501140382	2506260365	2506260366	2509240216	2512180263	
AR-N3815438	2504220236	2505070052	2510010057			
AR-N3819934	2509240435	2510160070	2512160101			
AR-N3819938	2501060124	2502110688	2503310271	2503310299	2505280091	2505280093
AR-N4015436	2509220218	2509220219	2512160084			
AR-N4015440	2503040482					
AR-N4020436	2503110037	2506110339	2506180037	2506180042	2512170020	
AR-N4020440	2506190393	2509240277	2509240278	2512030204		
AR-N4220438	2511180213					
AR-N4220442	2511200216					